

Anwendungsbericht:

Analyte neutral kann in jeder Dentaleinheit mit BottleSystem eingesetzt werden!



Elektroaktiviertes Wasser „Anolyte neutral“

zur Wasserentkeimung in dentalmedizinischen Geräten BottleSystem

- Ca. 3% ANOLYTE neutral wird dem Trinkwasser in der Bottle zugesetzt.
- Dosierung bei 1500 ml Bottle



**Die Bottle ist nach einen ½ Jahr im Gebrauch zu erneuern.
(Hygiene- und Sicherheitsaspekte)**

Für Rückfragen:

Gerd Petri

HP-Aquahygiene GmbH & Co. KG

Hauptstr. 30

D-56767 Lirstal

Fon: 02657-1004

Fax: 02657-1017

email: info@hp-aquahygiene.de

Unter ["www.hp-aquahygiene.de"](http://www.hp-aquahygiene.de) erfahren sie mehr.