


Elektroaktiviertes Wasser „Anolyte neutral“ zur Wasserentkeimung in dentalmedizinischen Geräten BottleSystem

- Ca. 3% Anolyte neutral wird dem Trinkwasser in der Bottle zugesetzt.
- Dosierung bei 1500 ml Bottle



**Die Bottle ist nach einen ½ Jahr im Gebrauch zu erneuern.
(Hygiene- und Sicherheitsaspekte)**

Für Rückfragen:

HP-Aquahygiene GmbH & Co. KG

Hauptstr. 30

D-56767 Lirstal

Fon: 02657-1004

Fax: 02657-1017

Gerd Petri

email: info@hp-aquahygiene.de

www.hp-aquahygiene.de